

## Materialanforderung

### Krankenhaushygiene

**Gewünschte Untersuchungen bitte auf der Rückseite ankreuzen!**

vom Einsender auszufüllen:

Einsender/Krankenhaus:

Rechnungsempfänger:

Anmerkung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

	Best.-Nr.	Stückzahl / Set	vom Labor auszufüllen:	
			erledigt am	bearbeitet von
<b>Bio-Indikatoren</b>				
<b>1. Desinfektionskontrollen</b>				
<i>-in Dampfdesinfektionsautomaten nach DIN 58949 Teil 4</i>				
Teststreifen (Enterococcus faecium) (75 °C, 20 min)	BI-DD-75			
Teststreifen (Bacillus atrophaeus) (105 °C, 5 min)	BI-DD-105			
<i>-in Reinigungs-Desinfektions-Geräten, Bettgestell-reinigungsautomaten (RDG) gemäß RKI-Richtlinie + DIN EN 15883 (nur für die Funktionprüfung, kein Ersatz für die validierte Aufbereitung von Medizinprodukten)</i>				
a) Schrauben (Enterococcus faecium)	BI-SBL-1-3			
b) Schläuche (Enterococcus faecium)	BI-SCH-1-3			
c) Edelstahlplättchen (Enterococcus faecium)	BI-DEKO2			
- Indikator zur Prüfung von <i>Steckbeckenspülgeräten</i> 3 Edelstahlplättchen + 1 Positivkontrolle (RAMS) (Enterococcus faecium)	BI-ST-2			
- in <i>Waschmaschinen</i>				
<i>thermisch/chemo-thermisch</i> Leinenläppchen (Enterococcus faecium)	BI-WA-1			
<b>2. Leistungsbeurteilung</b>				
<b>Dampf-Sterilisation nach DIN 58946 Teil 4 (121°C + 134°C)</b>				
Teststreifen (Geobacillus stearothermophilus)	SGMS/6			
<b>Heißluft-Sterilisation nach DIN 58947 Teil 4 (nur für die Funktionsprüfung, kein Ersatz für die validierte Aufbereitung von Medizinprodukten)</b>				
Teststreifen (Bacillus atrophaeus)	1-6100			
<b>3. Besonderheiten</b>				
- <b>Überprüfung von Mehrtank Transportgeschirrspülmaschinen (MTGSM)</b> 8 Edelstahlplättchen + 2 Positivkontrollen (RAMS) (Enterococcus faecium) 10 Abdruckplatten (Rodac) 1 sterile Wasserflasche 250 ml mit Thiosulfat	MTGSM-1  BI-GSM-1			
- <b>Überprüfung von Eintankgeschirrspülmaschinen (ETGSM)</b> 10 Abdruckplatten (Rodac) 1 sterile Wasserflasche 250 ml mit Thiosulfat				
- Hygienische Überprüfung aufbereiteter Endoskope 3 sterile Gefäße für Spülflüssigkeit 1 Abstrichröhrchen mit Tupfer + Alkoholtupfer				
- Indikator zur Prüfung von Chemieklassen Teststreifen (Bacillus stearothermophilus)	7480			
<b>Hygiene-Umgebungsuntersuchungen</b>				
- Abdruckplatten (Rodac)				
- Abstrichröhrchen mit Tupfer				
- Sedimentationsplatten (Columbia-Blut-Agar-Platten)				
- Pilzplatten (Sabouraud-Platten)				
- sterile Wasserflaschen, 250 ml mit Thiosulfat				
- sterile Wasserflaschen, 500 ml ohne Thiosulfat				
- Edelstahlplättchen (RAMS) für Geschirrspülmaschinen	BI-GSM-1			