

Material-Anforderungsschein

für praxishygienische Untersuchungen

Sterilisationskontrolle	Bioindikator	Stückzahl	vom Labor auszufüllen	
Dampfsterilisation	Geobacillus stearothermophilus			
Heißluftsterilisation	Bac. atrophaeus			

Desinfektionskontrolle	Bioindikator	Stückzahl	vom Labor auszufüllen	
Reinigungs-Desinfektionsgeräte (z. B. Instrumenten- spülmaschinen), Ge- schirrspülmaschinen, Textil-Waschmaschi- nen	a) Schrauben (Enterococcus faecium)			
	b) Schläuche (Enterococcus faecium)			
	c) Edelstahlplättchen f. RDG (Enterococcus faecium)			
	d) Leinenlappchen			
	e) Edelstahlplättchen (Ente- rococcus faecium) für GSM			

Umgebungsunter- suchungen	Untersuchungsmaterial	Stückzahl	vom Labor auszufüllen	
Kontrolle der Flächenhygiene	Abdruckplatten (RODAC)			
	Abstrichtupfer			
mikrobiologische Überprüfung von Flüssigkeiten	sterile Transportgefäße (30 ml)			
	sterile Transportgefäße (250 ml)			

Arztstempel

_____, den _____

Unterschrift